

2D スマートグラスタイプ H・M・D 略称 **2D.V.V.HMD**

2D内視鏡

FASE


2D View Vision for Surgical H・M・D

ビュー ビジョン

2D モニターで視聴していた 2D 手術映像が **2D View Vision** で画質品質が高くより自然に観察できます。有機 EL を使った高精細大画面映像で表示、長時間手術にも快適に視可です。



大画面
2D 映像



大型
57inch
2D View Vision



目視での
広い視野域

2D View Vision

(本写真は実物のものと異なります)

モニターでは各種機器や術野部位により内視鏡の全画面を見ることが難しいが……

視点移動が下方のみで手術台全体が視野出来より楽な姿勢で施術可能です